

schülke -+



Środek neutralizujący do przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierający kwas cytrynowy

thermosept® NKZ płyn

Zalety

- nie zawiera fosforanów
- dobra kompatybilność materiałowa
- optymalizuje proces po zastosowaniu środka alkalicznego
- pozytywnie zaopiniowany przez firmę Miele
- nie zawiera związków powierzchniowo czynnych

Obszary zastosowania

thermosept® NKZ przeznaczony jest do neutralizacji po alkalicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, co pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. Ponadto nadaje się do kwaśnego wstępnego mycia narzędzi ze stali nierdzewnej. Stosowany jest również po neutralnym myciu w celu uzyskania optymalnych rezultatów. thermosept® NKZ może być stosowany w automatycznych myjniach dezynfektorach oraz myjniach tunelowych.

Właściwości produktu

thermosept® NKZ jest płynnym preparatem neutralizującym (w postaci koncentratu) na bazie kwasu cytrynowego.

Wskazówki dotyczące stosowania

thermosept® NKZ należy stosować w następujących stężeniach:

- po wcześniejszym myciu w alkaliach:
0,1-0,2 % tzn. 1-2 ml/l,
- po wcześniejszym myciu w środowisku obojętnym:
0,1 % tzn. 1 ml/l
- jako kwaśny środek do wstępnego mycia:
0,2 - 0,5% (2-5 ml/l)

Dozowanie preparatu odbywa się za pomocą pomp, stanowiących wyposażenie myjni maszynowych



Dane produktu

thermosept® NKZ zawiera kwasy organiczne. Produkt nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i fosforanów.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,17 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	bezbardwy
pH	2 / 100 % / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	ok. 4 mPa*s / Metoda : ISO 3219
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Wskazówki szczególne

Nie spożywać. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Nie stosować po upływie terminu ważności. Termin ważności: 5 lat.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
THERMOSEPT NKZ płyn 5kg KA	1/Kanister	146503

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 0-150-10003



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.pl

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com