

**Wolnostojąca kolumna dezynfekująca
KSD-01, KSD-02**

Rys.3, składa się z:

- Bezdotykowy dozownik środka dezynfekującego OED-UN-01 lub OED-UN-02 z tacą ociekową
- Składany kosz na odpady, rys.5, Wymiary: 490 x 400 x 205 mm
- Dozownik ręczników papierowych, zamykany, objętość 300 - 400 sztuk w zależności od projektu i montażu Wymiary: 355 x 275 x 112 mm


Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej, matowe.
Wysokość słupka: 1800 mm



Rys. 1



Rys.2



Rys.3

Rys.4



Rys. 5

CHARAKTERYSTYKA

Bezdotykowy dozownik mydła i środków odkażających . /OED-UN-01 lub OED-UN-02/
Czujnik optoelektroniczny rejestruje obecność dłoni i dozuje jedną dawkę płynu. Zasięg czujnika 6 cm.
Automatycznie nastawiony czas trwa 0,75 sek. co odpowiada objętości ok. 1 ml płynu (w zależności od gęstości płynu).

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z odchylaną pokrywą zamykaną na klucz.

Sygnalizacja LED:

Rejestracja dłoni /2 x blik/

Niski poziom baterii /1 x blik, po 2 sekundach/

Rozładowana bateria /1 x blik co sekundę aż do całkowitego rozładowania baterii/

Poziom płynu można sprawdzić przez wziernik na przedniej pokrywie.

Produkt jest ustawiony fabrycznie.

Możliwa modyfikacja parametrów za pomocą pilota DO-5.1:

- zasięg czujnika,
- czas napełniania,
- automatyczne płukanie zabezpieczające przed wysuszeniem
- monitorowanie pracy urządzenia takie jak: czas użytkowania i ilość cykli .

KSD-01, CN: 230004-000, Kolumna dezynfekująca, wersją na baterię 6V DC z mieszkiem na baterie, bateriami 4 x 1,5V C /LR14/. Żywotność baterii ok. 50 000 cykli przy ustawieniu dawki 0,75 sekundy. Pojemność zbiornika 1 l. /rys.1/

KSD-02, CN: 230005-000, Kolumna dezynfekująca, wersja na zasilacz 6V DC, bez zasilacza /dodatkowe wyposażenie/. Pojemność zbiornika 1,5 l. /rys.1/, z konektorem przedłużającym o dł. 3 m.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Dodatkowe wyposażenie: | |
| ▪ Zasilacz 230V, 50Hz, ZAS 230A/6DS.30C | CN: 062131-020 |
| ▪ Zasilacz 230V 50Hz, ZAS 230A/6ST.1 | CN: 062134-010 |
| ▪ Pilot sterujący DO-5.1, DO-5.1 | CN: 090212--210 |